



A câmara climática pode **simular situações na qual o objetivo seja demonstrar o comportamento de tal produto frente a diversas variações de umidade e temperatura**. A resposta é que essas duas propriedades exercem total influência, visto que podem afetar as condições de armazenamento, conservação, além dos aspectos físicos e químicos do produto. Com a finalidade de se realizar testes de estabilidade de curta, média e longa duração.

Normas para Solicitação de Análise

1. Para entrega das amostras as mesmas deverão seguir o procedimento

1.1 Acondicionamento

As amostras devem ser entregues com identificação de Lot.No. (Data, amostra e lote)

1.2 Equipamento

- Equipamento Câmara Climática Ethik Tecnology, modelo 420/CLD;

- Faixa de temperatura de trabalho: 20º a 60ºC;

- Faixa de umidade: 20 a 90% Ura;

- Capacidade interna: 150 a 1200 litros

2 – A solicitação (on-line) deverá ser preenchido antes da entrega das amostras para análise.